


INSTALLATION du logiciel CAMLOG 2.0 Novembre 2016


1 – En cas de première installation

- Télécharger le fichier CAMLOG.exe sur le site d'ophtalmo sans frontières, à la page : <http://www.opht-sans-frontieres.org/infomedpriv/etudegene.html> (accès par mots de passe « opht » et « ongof »).


- Cliquer sur le fichier




Une fenêtre apparaît :





Cliquer sur « suivant », une autre fenêtre apparaît :




Cliquer sur « suivant », l'installation débute. L'installation terminée, cliquer sur « Terminer ». L'application se lance automatiquement.



En cas de première installation, ces fenêtres apparaissent, cliquez sur « OK » :



Le logiciel CAMLOG s'ouvre à la page de présentation : **Ne pas oublier de définir le nom du Site ou l'on travaille avant de se servir du logiciel.**



2 – En cas de réinstallation

En cas de réinstallation, la procédure est la même. CAMLOG conserve les fichiers initiaux (patients, villes, consultations, chirurgies).

S'il existe de gros problèmes au niveau du fonctionnement du logiciel initial, et même après réinstallation, mieux vaut « mettre à la poubelle » le dossier CAMLOG situé à la racine du disque C, ainsi que le fichier CAMLOG.ini et refaire une installation complète à partir de l'installateur INSTALL.EXE. On perd alors toutes les données antérieures.